



**Sugestão para emitir o resultado do teste ImmunoComb para Diagnóstico simultâneo de
Toxoplasma gondii e *Chlamydomphila sp.* (*Chlamydia sp.*)**

Amostra enviada: soro Método: DOT-ELISA

Resultado: *Toxoplasma gondii*: score → S __

Resultado: *Chlamydomphila sp.* score → S __

Interpretação *Toxoplasma gondii*

Valor CombScale	Resultado	Interpretação	Recomendação
0	Negativo	Nível de anticorpos não detectável.	Descartar infecção entérica por pesquisa de oocistos em exame de fezes e retestar periodicamente o soro pelo ImmunoComb®.
1-2	Suspeito	Evidência não significativa de infecção por <i>T. gondii</i> .	Descartar infecção entérica por pesquisa de oocistos em exame de fezes e retestar periodicamente o soro pelo ImmunoComb®.
3-4	Positivo	Confirmação sorológica de infecção por <i>T. gondii</i> .	Monitoramento do paciente incluindo exame coproparasitológico para verificar se ainda há eliminação de oocistos nas fezes.
5-6	Fortemente positivo	Confirmação sorológica de infecção por <i>T. gondii</i> ; ou considerado imune.	Monitoramento do paciente incluindo exame coproparasitológico para verificar se ainda há eliminação de oocistos nas fezes.

***Chlamydomphila sp.* (*Chlamydia sp.*)**

Valor CombScale	Resultado	Interpretação	Recomendação
0	Negativo	Nível de anticorpos não detectável.	Monitoramento de rotina do paciente.
1-2	Suspeito	Evidência não significativa de infecção por <i>Chlamydomphila sp.</i>	Retestar em 10-14 dias para avaliar uma possível seroconversão.
3-4	Positivo	Confirmação sorológica de infecção por <i>Chlamydomphila sp.</i>	Tratamento.
5-6	Fortemente positivo	Confirmação sorológica de infecção por <i>Chlamydomphila sp.</i>	Tratamento.

***Feline Chlamydia* C.F.**

S1 < 1:16

S2 = 1:16

S3 = 1:32

S4 = 1:64

S5 = 1:128

S6 ≥ 1:256

***Feline Toxoplasma* I.F.**

S1 ≤ 1:16

S2 = 1:16

S3 = 1:32

S4 = 1:64

S5 = 1:128

S6 ≥ 1:25