

# HEALTH MATE™ COW KETONE

Diagnóstico de  
Cetose Subclínica  
(concentração anormal de corpos cetônicos)



## ESPECIFICAÇÕES

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Produto         | HEALTH MATE™ CowKetone (50 testes)      |
| Item mensurável | Corpos cetônicos                        |
| Amostra         | Urina                                   |
| Método          | Tiras colorimétricas - semiquantitativo |
| Tempo de reação | 1 minuto                                |
| Armazenamento   | 2 a 30 °C por 18 meses                  |

## PROPÓSITO DO PRODUTO

Indica desequilíbrio energético e consequente queda na produção de leite.

Diagnostica a CETOSE SUBCLÍNICA (concentração anormal de corpos cetônicos), em amostras de urina de vacas, sem SINAIS CLÍNICOS.

## BENEFÍCIOS

- Ferramenta de grande utilidade para a determinação de corpos cetônicos na urina de vacas no período seco.
- Baixo custo e fácil manuseio.
- Ideal para uso no período seco.

## INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

