

DADOS DE PERFORMANCE



VACCICHECK canino

Vírus	Tamanho da amostra	Sensibilidade	Especificidade	Método Gold Standard
Adenovírus Canino CAV (ICH)	166	94%	93%	Neutralização Viral (VN)
Parvovírus Canino CPV	186	88%	100%	Inibição da Hemaglutinação (HI)
Cinomose Canina CDV	199	100%	92%	Neutralização Viral (VN)

Clinical Study conducted in 2015 at Professor Schultz's lab, Department of Pathobiological Sciences, School of Veterinary Medicine, University of Wisconsin - Madison.

Vírus	Tamanho da amostra	Sensibilidade	Especificidade	Método Gold Standard
Adenovírus Canino CAV	183	96%	90%	Neutralização Viral (VN)
Parvovírus Canino CPV	563	97%	94%	Inibição da Hemaglutinação (HI)
Cinomose Canina CDV	563	96%	88%	Neutralização Viral (VN)

Egerer, A., Schaefer, Z., & Larson, L. (2022). A point-of-care dot blot ELISA assay for detection of protective antibody against canine adenovirus, canine parvovirus, and canine distemper virus is diagnostically accurate.

Journal of the American Veterinary Medical Association

Scaneie para
mais informações



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

VP Diagnóstico vpdiagnostico.com.br @vpdiagnostico

DADOS DE PERFORMANCE



VACCICHECK felino

Virus	Tamanho da amostra	Sensibilidade	Especificidade	Método Gold Standard
Calicivírus Felino FCV	344	90%	91%	Neutralização Viral (VN)
Herpesvirus Felino FHV	344	93%	96%	Neutralização Viral (VN)
Virus da Panleucopenia FPLV	344	89%	98%	Inibição da Hemaglutinação (HI)

Clinical Study conducted in 2011 at The Department of Small Animal Clinical Sciences laboratory and the Maddie's Shelter Medicine Program, in the College of Veterinary Medicine, University of Florida, and at Cornell University Animal Health Diagnostic Center

Virus	Tamanho da amostra	Sensibilidade	Especificidade	Método Gold Standard
Virus da Panleucopenia FPLV	444	90%	98%	Inibição da Hemaglutinação (HI)

Clinical Study conducted in 2013 at The Medicine and Biomedical Sciences lab in the College of Veterinary, Colorado State University. The Department of Small Animal Clinical Sciences lab in the College of Veterinary Medicine, University of Florida. Cornell University Animal Health Diagnostic Center.

Scaneie para
mais informações



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

VP Diagnóstico vpdiagnostico.com.br @vpdiagnostico